

KAPITOL

ABOUTNEWSPRODUCTSUPPORT

Contact us

Kapitol Group

Precision • Reliability • Simplicity

Our Products

Statlyte

StatA1C

BestCheck

KAPITOL Group International

Founded in 2013 and headquartered in Taiwan, Capitol Group International specializes in OEM/ODM development of professional in-vitro diagnostic (IVD) systems. Our product includes:

- Electrolyte Analyzers
- HbA1C Analyzers
- Chemistry Analyzers
- Hematology Analyzers
- Immunology Systems
- POCT & Diabetes-Care Solutions

With strong engineering expertise and a global supply chain, we help partners worldwide build reliable and market-ready diagnostic solutions.

可編輯簡介內容

Quality & Compliance

KAPITOL adheres strictly to international medical standards, ensuring all products meet global standards. Quality is embedded into every stage, enabling our analyzers to be trusted in laboratories and clinical settings around the world.

ISO

PDA

CE

GMP

標章

Biophtik

普新生技

BioCare

Caretium

BioCare

Biophtik

普新生技

BioCare

Biophtik

普新生技

Caretium

Global Presence

KAPITOL serves partners through a growing global distribution and service

Title

50,000+

Export to 120+ countries

Title

120+

Export to 120+ countries

Title

30+

Export to 120+ countries

Title

12,4800

Export to 120+ countries

Discover what's New

KAPITOL

KT-80

5 Part Fully Automatic Hematology Analyzer

New Products

2025-08-28

We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are a...

New Products

2025-08-28

We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are a...

Internal & CSR

2025-08-28

We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are a...

Get in touch with us for your service

Contact us

TEL  
+886-33227755

FAX  
+886-33214953

MAIL  
sales@kapitol-group.com

ADDRESS  
NO.154 , XINNAN ROAD LUJHU DISTRICT ,TAOYUAN CITY , TAIWAN 338

Privacy Policy

Terms of Service

Copyright © Kapitol Group International Ltd

Designed by PPNET

大圖輪播(可新增)  
後台支援圖片新增／刪除／排序

後台可更換以下資料

連結 提供網址欄位

圖片 可上傳大圖，PC與手機分開上傳  
PC尺寸(1920\*1080px)  
手機尺寸(1000\*1800px)

產品大類

與產品資訊大分類連動

後台可選擇是否顯示於首頁

標題 提供文字欄位

圖片 可新增上傳圖片 尺寸(800\*800px)

與關於我們資料同步

公司簡介

後台可編輯簡介內容 (可斷行)

品質認證

後台可編輯簡介內容(可斷行)、更換標章(尺寸100\*100px)

合作夥伴

後台支援圖片新增／刪除／排序

後台可上傳圖片(尺寸300\*110px)

全球據點

數據資料四組

可更改標題/數據/簡介

最新消息

自動抓取最新的12則訊息



**About Kapitol**



## KAPITOL Group International

Founded in 2013 and headquartered in Taiwan, KAPITOL Group International specializes in OEM/ODM development of professional in-vitro diagnostic (IVD) systems.

Our product includes:





- Electrolyte Analyzers
- HbA1C Analyzers
- Chemistry Analyzers
- Hematology Analyzers
- Immunology Systems
- POCT & Diabetes-Care Solutions


With strong engineering expertise and a global supply chain, we help partners worldwide build reliable and market-ready diagnostic solutions.

# Quality & Compliance

KAPITOL adheres strictly to international medical device regulations, ensuring all products meet global standards.

Quality is embedded into every stage, enabling our analyzers to be trusted in laboratories and clinical settings around the world.



ISO PDA CE GMP Quality



The background features a stylized world map with a grid of small dots. Four blue location pins are placed on the map, connected by dashed blue lines, indicating a global network or distribution. Below the map, there are four white boxes with rounded corners, each containing a title, a large number, and a subtitle.

Icon	Title	Value	Subtitle
Person icon	Title	50,000+	Export to 120+ countries
Location pin icon	Title	120+	Export to 120+ countries
Sun icon	Title	30+	Export to 120+ countries
Location pin icon	Title	12,4800	Export to 120+ countries

Designed by PPNET

數據資料四組  
可更改標題/數據/簡介



KAPITOL

ABOUTNEWSPRODUCTSUPPORT

Contact us

News


HOME • NEWS

All News

New Products

Partnerships


Internal & CSR



New Products

2025-08-28


We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are at...



New Products

2025-08-28


We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are at...



Internal & CSR

2025-08-28


We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are at...



Partnerships

2025-08-28


We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are at...



Partnerships

2025-08-28

We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are at...



New Products

2025-08-28

We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are at...

←

1

2

3

...

5

→

Get in touch with us  
for your service

Contact us

TEL  
+886-33227755

FAX  
+886-33214953

MAIL  
sales@kapitol-group.com

ADDRESS  
NO.154 , XINNAN ROAD LUJHU DISTRICT  
,TAOYUAN CITY , TAIWAN 338

Privacy Policy

Terms of Service

Copyright © Kapitol Group International LtdDesigned by PPNET

消息列表

橫幅Banner

後台可更換形象圖片一張(2400\*940px)

大分類

可新增管理分類

支援項目新增／刪除／排序

消息內容

支援項目新增／刪除／排序依照日期新舊

可設定內容：

標題 提供文字欄位

最新消息日期

日曆選擇

(未選擇的情況下自動出現當下時間)

內容 編輯器

封面 可上傳一張圖片 尺寸(600\*367px)

消息內容

KAPITOL

ABOUTNEWSPRODUCTSUPPORT

Contact us

News

HOME • NEWS • New Products

New Products

2025-08-28

We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are at an all-time high!

Kapitol Group International Ltd was established in 2000 mastering in related OEM/ODM services of professional in vitro Diagnostic device like

+ Electrolyte Analyzer

+ HbA1C Analyzer

+ Chemistry Analyzer

+ Hematology Analyzer

+ Immunology analyzer

+ POCT-Diabetes Care

We have gained certifications for quality of medical devices such as ISO 9001, ISO13485 , CE, and GMP.

We delivered everything they promised. Our customer satisfaction levels are at an all-time high!

The Vision of KGI is to be the prominent global presence for all its business concerns. We can achieve this through improved integration between all our business entities and a strong focus on building partnerships in the worldwide. We value our customers highly and understand that innovation is the key to the future.

↶ Back to list

Get in touch with us  
for your service

Contact us

TEL  
+886-33227755

FAX  
+886-33214953

MAIL  
sales@kapitol-group.com

ADDRESS  
NO.154 , XINNAN ROAD LUJHU DISTRICT  
,TAOYUAN CITY , TAIWAN 338

Privacy Policy

Terms of Service

Copyright © Kapitol Group International LtdDesigned by PPNET



KAPITOL

ABOUTNEWSPRODUCTSUPPORT


Contact us

HOME • PRODUCT • All types


CATEGORY

All typesStatlyteStatA1CBestCheck Ultimate


All types




Statlyte  
ELECTROLYTE  
ANALYZER STATLYTE C  
PLUS




Statlyte  
ELECTROLYTE  
ANALYZER STATLYTE C  
PLUS




Statlyte  
ELECTROLYTE  
ANALYZER STATLYTE C  
PLUS



Statlyte  
ELECTROLYTE  
ANALYZER STATLYTE C  
PLUS



Statlyte  
ELECTROLYTE  
ANALYZER STATLYTE C  
PLUS



Statlyte  
ELECTROLYTE  
ANALYZER STATLYTE C  
PLUS

←

1

2

3

...

5

→

Get in touch with us  
for your service

Contact us

TEL  
+886-33227755

MAIL  
sales@kapitol-group.com

FAX  
+886-33214953

ADDRESS  
NO.154 , XINNAN ROAD LUJHU DISTRICT  
,TAOYUAN CITY , TAIWAN 338

Privacy Policy

Terms of Service

Copyright © Kapitol Group International LtdDesigned by PPNET

產品列表

橫幅Banner

後台可更換形象圖片一張(2400\*940px)

大分類

可新增管理分類

支援項目新增／刪除／排序

產品圖塊(可新增)

後台支援項目新增／刪除／排序

可設定內容：

標題 提供文字欄位

簡介 文字欄位(可斷行)

內容 編輯器

檔案 可上傳一份PDF文件


多圖上傳 支援多張圖片 尺寸(800\*800px)  
(建議每張圖片大小300kb以下)

KAPITOL

ABOUTNEWSPRODUCTSUPPORT

Contact us

HOME • PRODUCT • Statlyte



Statlyte

ELECTROLYTE ANALYZER STATLYTE C PLUS

標題

Directly measurement by ISE  
Sample : Whole blood, Serum, Plasma, Urine  
Sample size: 100 ul  
Measurement time :  
3 parameters 49 sec, 5 parameters less than 1 min  
Data Storage : 100,000 memory  
Input : Touch Screen  
Output :Internal thermal recorder, USB ,RS-232

簡介

PDF Download

Details

ELECTRODES GROUP WITH HIGH PRECISION

• Available electrode configuration (K、Na、Cl、Ca、PH、CO2)  
• Integrated positioner  
• Quick disassembly and easy to clean  
• Backlight display shows the flow paths clearly  
• Automatically induct the door position of electrode box

編輯器

Get in touch with us  
for your service

Contact us

TEL  
+886-33227755

MAIL  
sales@kapitol-group.com

FAX  
+886-33214953

ADDRESS  
NO.154 , XINNAN ROAD LUJHU DISTRICT  
,TAOYUAN CITY , TAIWAN 338

Privacy Policy

Terms of Service

Copyright © Kapitol Group International LtdDesigned by PPNET

產品內頁



KAPITOL

ABOUTNEWSPRODUCTSUPPORT

Contact us

Download Center

HOME • SUPPORT • Download Center

All types

All types

E-IFU

Download File Name.pdf

2MB

Service Manual

Service Manual File Name.pdf

2MB

Service Manual

Download File Name.pdf

2MB

E-IFU

Download File Name.pdf

2MB

E-IFU

Download File Name.pdf

2MB

Upgrade Notice

Download File Name.pdf

2MB

Get in touch with us  
for your service

Contact us

TEL  
+886-33227755

FAX  
+886-33214953

Privacy Policy

MAIL  
sales@kapitol-group.com

ADDRESS  
NO.154 , XINNAN ROAD LUJHU DISTRICT  
,TAOYUAN CITY , TAIWAN 338

Terms of Service

Copyright © Kapitol Group International Ltd

Designed by PPNET

KAPITOL

ABOUTNEWSPRODUCTSUPPORT

Contact us

FAQ

HOME • SUPPORT • FAQ

×

What are the requirements for the storage environment of the electrolyte reagent pack?

A wet lab refers to a laboratory where experiments are performed using liquid-based substances, such as chemicals, solutions, and biological samples. Wet labs typically involve activities like mixing, heating, and analysing substances in order to carry out experiments or investigations. A dry lab refers to a laboratory or computational space where research is conducted using computer-based methods, simulations, data analysis, and mathematical modelling. Dry labs focus on data-driven research, computer programming, and statistical analysis to explore and interpret scientific phenomena or conduct simulations.

+

Where is the waste liquid from the electrolyte machine discharged?

+

How many tests can one kit do?

+

What is the lifespan of each electrode?

+

Why is the calibration slope abnormal for the new electrode that has just been replaced?

+

Difference between wet and dry lab

Get in touch with us  
for your service

Contact us

TEL  
+886-33227755

FAX  
+886-33214953

Privacy Policy

MAIL  
sales@kapitol-group.com

ADDRESS  
NO.154 , XINNAN ROAD LUJHU DISTRICT  
,TAOYUAN CITY , TAIWAN 338

Terms of Service

Copyright © Kapitol Group International Ltd

Designed by PPNET

檔案下載

橫幅Banner  
後台可更換形象圖片一張(2400\*940px)

大分類  
可新增管理分類  
支援項目新增／刪除／排序

檔案列表  
後台支援項目新增／刪除／排序  
可設定內容：

標題 提供文字欄位

檔案 可上傳一份PDF文件

常見問題

問題列表  
後台支援項目新增／刪除／排序  
可設定內容：

標題 提供文字欄位

內容 編輯器



KAPITOL

ABOUTNEWSPRODUCTSUPPORT

Contact us

HOMECONTACT

Kapitol Group International Ltd.

+886-33227755

+886-33214953

sales@kapitol-group.com

NO.154 , XINNAN ROAD LUJHU DISTRICT ,TAOYUAN CITY , TAIWAN 338

Make an Online Enquiry

Fill in the form below and a member of our team will be in touch.

Name \*

Please enter your full name.

Phone \*

Please enter your contact number.

Email \*

ex.service@gmail.com

Company Name

Please enter your company name.

Message

Tell us your request.

rotected by reCAPTCHA | Privacy | Terms

SUBMIT

橫幅Banner

後台可更換形象圖片一張(2400\*940px)

公司資訊

後台可更換以下資訊

電話、傳真、站內信箱、地址、google map

線上諮詢(欄位固定)

表單發送後

會寄至後台填寫的"站內信箱"外  
後台亦本身亦會留存資訊

KAPITOL

Get in touch with us for your service

Contact us

TEL+886-33227755

MAILsales@kapitol-group.com

FAX+886-33214953

ADDRESSNO.154 , XINNAN ROAD LUJHU DISTRICT ,TAOYUAN CITY , TAIWAN 338

Privacy PolicyTerms of Service

Copyright ©Kapitol Group International Ltd

Designed by PPNET